

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>1 de 17</b> <b>1 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

Português/ Portuguese/ Português	Inglês/ English/ Inglés	Espanhol/ Spanish/ Español
<p><b>1. Nome do Produto:</b></p> <p><b>1.1. Nome Técnico:</b> Componentes para ortodontia.</p> <p><b>1.2. Nome Comercial:</b> Brackets e Acessórios Estéticos Aditek.</p> <p><b>1.3. Modelo Comercial:</b> Bracket Slide H5 Clear 018 Roth; Bracket Slide H5 Clear 022 Roth; Bracket Slide H5 Clear 018 MBT; Bracket Slide H5 Clear 022 MBT; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Super Torque; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Super Torque; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Low Torque; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Low Torque; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Standard; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Standard; Bracket Slide H5 Clear 018 MBT Mod; Bracket Slide H5 Clear 022 MBT Mod; Bracket Slide H5 Clear 018 Roth Mod; Bracket Slide H5 Clear 022 Roth Mod; Bracket Slide H5 Clear 018 Jorge Rodrigues; Bracket Slide H5 Clear 022 Jorge Rodrigues; Bracket BioCrystal 018 Roth; Bracket BioCrystal 022 Roth; Bracket BioCrystal</p>	<p><b>1. Product Name:</b></p> <p><b>1.1. Technical Name:</b> Components for orthodontics.</p> <p><b>1.2. Commercial Name:</b> Aditek Aesthetic Brackets &amp; Accessories.</p> <p><b>1.3. Commercial Model:</b> Bracket Slide H5 Clear 018 Roth; Bracket Slide H5 Clear 022 Roth; Bracket Slide H5 Clear 018 MBT; Bracket Slide H5 Clear 022 MBT; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Super Torque; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Super Torque; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Low Torque; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Low Torque; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Standard; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Standard; Bracket Slide H5 Clear 018 MBT Mod; Bracket Slide H5 Clear 022 MBT Mod; Bracket Slide H5 Clear 018 Roth Mod; Bracket Slide H5 Clear 022 Roth Mod; Bracket Slide H5 Clear 018 Jorge Rodrigues; Bracket Slide H5 Clear 022 Jorge Rodrigues; Bracket BioCrystal 018 Roth; Bracket BioCrystal 022 Roth; Bracket BioCrystal 018 MBT; Bracket</p>	<p><b>1. Nombre del producto:</b></p> <p><b>1.1. Nombre Técnico:</b> Componentes para ortodoncia.</p> <p><b>1.2. Nombre Comercial:</b> Brackets y Accesorios Estéticos Aditek.</p> <p><b>1.3. Modelo Comercial:</b> Bracket Slide H5 Clear 018 Roth; Bracket Slide H5 Clear 022 Roth; Bracket Slide H5 Clear 018 MBT; Bracket Slide H5 Clear 022 MBT; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Super Torque; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Super Torque; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Low Torque; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Low Torque; Bracket Slide H5 Clear 018 Damon Standard; Bracket Slide H5 Clear 022 Damon Standard; Bracket Slide H5 Clear 018 MBT Mod; Bracket Slide H5 Clear 022 MBT Mod; Bracket Slide H5 Clear 018 Roth Mod; Bracket Slide H5 Clear 022 Roth Mod; Bracket Slide H5 Clear 018 Jorge Rodrigues; Bracket Slide H5 Clear 022 Jorge Rodrigues; Bracket BioCrystal 018 Roth; Bracket BioCrystal 022 Roth; Bracket BioCrystal 018 MBT; Bracket</p>

<p><i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i></p> <p>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</p>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	2 de 17 2 of 17
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>018 MBT; Bracket BioCrystal 022 MBT; Bracket EasyClip Crystal 018 Roth; Bracket EasyClip Crystal 020 Roth; Bracket EasyClip Crystal 022 Roth; Bracket EasyClip Crystal 018 MBT; Bracket EasyClip Crystal 020 MBT; Bracket EasyClip Crystal 022 MBT; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Super Torque; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Low Torque; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Standard; Distalizador Estético; Botão Estético EasyClear Redondo; Botão Estético EasyClear Oval; Botão Estético EasyClear Trapezoidal.</p> <p><b>1.4. Notificação Anvisa:</b> 10331439003.</p> <p><b>2. Fabricante:</b> Aditek do Brasil S.A. Endereço: Rua Santo Pierini, 25, Setor Industrial CEP: 14140-000 Cravinhos – SP - Brasil Fone: +55 (16) 3951-9355 - 0800-0159520 CNPJ 64.602.097/0001-95 Responsável Técnico: José Vicente Junior CREA: 5069373070 Site: www.aditek.com.br</p>	<p>BioCrystal 022 MBT; Bracket EasyClip Crystal 018 Roth; Bracket EasyClip Crystal 020 Roth; Bracket EasyClip Crystal 022 Roth; Bracket EasyClip Crystal 018 MBT; Bracket EasyClip Crystal 020 MBT; Bracket EasyClip Crystal 022 MBT; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Super Torque; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Low Torque; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Standard; Aesthetic Distalizer; Round Aesthetic EasyClear Button; Oval Aesthetic EasyClear Button; Trapezoidal Aesthetic EasyClear Button.</p> <p><b>1.4. Anvisa Notification:</b> 10331439003.</p> <p><b>2. Manufacturer:</b> Aditek do Brasil S.A. Address: 25, Santo Pierini Street, Industrial Sector Zip Code: 14140-000 Cravinhos – SP - Brazil Phone: +55 (16) 3951-9355 - 0800-0159520 CNPJ 64.602.097/0001-95 Technical Responsible: José Vicente Junior CREA: 5069373070 Site: www.aditek.com.br</p>	<p>BioCrystal 022 MBT; Bracket EasyClip Crystal 018 Roth; Bracket EasyClip Crystal 020 Roth; Bracket EasyClip Crystal 022 Roth; Bracket EasyClip Crystal 018 MBT; Bracket EasyClip Crystal 020 MBT; Bracket EasyClip Crystal 022 MBT; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Super Torque; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Low Torque; Bracket EasyClip Crystal 022 Damon Standard; Distalizador Estético; Botón Estético EasyClear Redondo; Botón Estético EasyClear Oval; Botón Estético EasyClear Trapezoidal.</p> <p><b>1.4. Notificación Anvisa:</b> 10331439003.</p> <p><b>2. Fabricante:</b> Aditek do Brasil S.A. Dirección: calle Santo Pierini, 25, Sector Industrial Código Postal: 14140-000 Cravinhos – SP - Brasil Teléfono: +55 (16) 3951- 9355 - 0800-0159520 CNPJ 64.602.097/0001-95 Responsable Técnico: José Vicente Junior CREA: 5069373070 Sitio: www.aditek.com.br</p>
---	---	---

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>3 de 17</b> <b>3 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p><b>3. Organismo Certificador:</b> Não Aplicável.</p> <p><b>4. Indicação de Uso:</b> Os Brackets e Acessórios Estéticos Aditek são indicados como auxiliares no tratamento ortodôntico. A finalidade de uso dos brackets e acessórios estéticos Aditek é servir como ponto de apoio e encaixe para fios, arcos pré-formados, elásticos ortodônticos ou outros produtos auxiliares utilizados nos tratamentos ortodônticos. Os produtos foram desenvolvidos para serem utilizados no ambiente da cavidade oral, diretamente sobre os dentes, com o objetivo de apoiar tratamentos ortodônticos em seres humanos, promovendo um melhor posicionamento dos dentes dentro das arcadas dentárias, buscando uma oclusão equilibrada. São indicados para tratar pacientes que tenham problemas de maloclusão que necessitem movimentações de alinhamento e nivelamento dos dentes nas arcadas. São escolhidos pelos profissionais de ortodontia que buscam um</p>	<p><b>3. Certifying Body:</b> Not applicable.</p> <p><b>4. Indication for Use:</b> Aditek Aesthetic Brackets and Accessories are indicated as auxiliaries in orthodontic treatment. The purpose of using Aditek aesthetic brackets and accessories is to serve as a support and fitting point for wires, preformed archwires, orthodontic elastics or other auxiliary products used in orthodontic treatments. The products were developed to be used in the oral cavity environment, directly on the teeth, in order to support orthodontic treatments in humans, promoting a better positioning of the teeth within the dental arches, seeking a balanced occlusion. They are indicated to treat patients who have malocclusion problems that require alignment and leveling of teeth in the arches. They are chosen by orthodontists who seek more aesthetic clinical care. Brackets are used in conjunction with archwires, wires, springs, bands,</p>	<p><b>3. Organismo Certificador:</b> No applicable.</p> <p><b>4. Indicación de Uso:</b> Los Brackets y Accesorios Estéticos Aditek son indicados como auxiliares en el tratamiento de ortodoncia. El propósito de uso de los accesorios estéticos Aditek es servir como punto de apoyo y encaje para alambres, arcos preformados, elásticos ortodónticos u otros productos auxiliares utilizados en los tratamientos ortodónticos. Los productos fueron desarrollados para ser utilizados en el ambiente de la cavidad oral, directamente sobre los dientes, con el objetivo de apoyar tratamientos ortodónticos en seres humanos, promoviendo un mejor posicionamiento de los dientes dentro de las arcadas dentales, buscando una oclusión equilibrada. Son indicados para tratar pacientes que tengan problemas de maloclusión que necesiten movimientos de alineación y nivelación de los dientes en las arcadas. Son elegidos por los profesionales de ortodoncia</p>
--	--	--







<p><i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i></p> <p><b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>  <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b>  <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b></p>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>4 de 17</b> <b>4 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>atendimento clínico mais estético.</p> <p>Os brackets são utilizados em conjunto com os arcos, fios, molas, bandas, elásticos e outros produtos auxiliares necessários ao tratamento ortodôntico.</p> <p><b>NOTA1:</b> Os Brackets Estéticos da Aditek foram projetados para serem utilizados com arcos de força leve, de memória térmica, com calibre máximo de até ".017"x.025", conforme recomendações apresentadas no Anexo I.</p> <p><b>NOTA2:</b> A escolha do material a ser utilizado é feita pelo profissional habilitado, baseada no seu conhecimento adquirido durante sua formação em conjunto com o diagnóstico e plano de tratamento para cada paciente.</p> <p><b>NOTA3:</b> O dispositivo é indicado para uso em crianças e adultos, cada dentista irá determinar o melhor tratamento para o seu paciente com referência em seu conhecimento técnico.</p>	<p>elastics and other auxiliary products necessary for orthodontic treatment.</p> <p><b>NOTE1:</b> Aditek Aesthetic Brackets are designed to be used with archwires of light force, thermal memory, with maximum caliber up to ".017"x.025", according to recommendations presented in Annex I.</p> <p><b>NOTE2:</b> The choice of the material to be used is made by the qualified professional, based on his/her knowledge acquired during his/her training in combination with the diagnosis and treatment plan for each patient.</p> <p><b>NOTE3:</b> The device is indicated for use in children and adults, each dentist will determine the best treatment for your patient with reference to their technical knowledge.</p>	<p>que buscan una atención clínica más estética.</p> <p>Los brackets son utilizados en conjunto con los arcos, alambres, resortes, bandas, elásticos y otros productos auxiliares necesarios para el tratamiento ortodôntico.</p> <p><b>NOTA1:</b> Los Brackets Estéticos Aditek están diseñados para ser utilizados con arcos de memoria térmica de fuerza ligera con un calibre máximo de hasta ".017"x.025", de acuerdo con las recomendaciones presentadas en el Anexo I.</p> <p><b>NOTA2:</b> La elección del material a utilizar la realiza el profesional cualificado, en base a sus conocimientos adquiridos durante su formación junto con el diagnóstico y plan de tratamiento para cada paciente.</p> <p><b>NOTA3:</b> El dispositivo está indicado para uso en niños y adultos, cada dentista determinará el mejor tratamiento para su paciente en base a sus conocimientos técnicos.</p>
--	--	---

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>5 de 17</b> <b>5 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p><b>5. Utilizadores:</b> A aplicação dos Brackets e Acessórios Estéticos Aditek é restrita aos profissionais de odontologia. A utilização por pessoas fora deste contexto poderá acarretar em danos ao paciente.</p> <p><b>6. Características de Desempenho:</b> Como os Brackets e Acessórios Aditek são colados diretamente na superfície dos dentes, toda a força aplicada sobre ele é transferida diretamente para o dente fazendo com que a posição do mesmo seja alterada e consequentemente possibilitando a sua correção até a posição correta desejada. Comumente um tratamento ortodôntico sem interrupção leva de 1 a 3 anos, variando em cada caso de acordo com o padrão facial, tipo de maloclusão e condições orais e sistêmicas do paciente, podendo se estender de acordo com a complexidade do caso.</p> <p><b>7. Benefícios Clínicos:</b> Os principais benefícios que estes sistemas trazem</p>	<p><b>5. Users:</b> The application of Aditek Aesthetic Brackets and Accessories is restricted to dental professionals. Use by people outside this context may result in harm to the patient.</p> <p><b>6. Performance Characteristics:</b> As Aditek Brackets and Accessories are glued directly to the surface of the teeth, all the force applied to it is transferred directly to the tooth causing the position of the tooth to be changed and consequently allowing its correction to the desired correct position. Usually, an orthodontic treatment without interruption takes 1 to 3 years, varying in each case according to the facial pattern, type of malocclusion and oral and systemic conditions of the patient, and may extend according to the complexity of the case.</p> <p><b>7. Clinical Benefits:</b> The main benefits that these systems bring to the</p>	<p><b>5. Usuarios:</b> La aplicación de los Brackets y Accesorios Estéticos Aditek está restringida a los profesionales de la odontología. El uso por parte de personas ajenas a este contexto puede resultar daños al paciente.</p> <p><b>6. Características de Rendimiento:</b> Como los Brackets y Accesorios Aditek son pegados directamente a la superficie de los dientes, toda la fuerza aplicada sobre él se transfiere directamente al diente haciendo que la posición del mismo sea alterada y consecuentemente possibilitando su corrección hasta la posición correcta deseada. Por lo general, un tratamiento de ortodoncia sin interrupción dura de 1 a 3 años, variando en cada caso según el patrón facial, el tipo de maloclusión y las afecciones orales y sistémicas del paciente, pudiendo extenderse según la complejidad del caso.</p> <p><b>7. Beneficios Clínicos:</b> Los principales beneficios que estos sistemas aportan</p>
---	--	---

<p><i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i></p> <p><b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>  <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b>  <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b></p>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>6 de 17</b> <b>6 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>para a vida do paciente é a melhora estética com o alinhamento e nivelamento dos dentes, melhor higiene, função mastigatória mais eficiente facilitando a deglutição, melhor digestão, prevenção de problemas oclusais, melhor fala e respiração.</p> <p><b>8. Advertências:</b></p> <p> Os produtos da Aditek são projetados e manufaturados para uso único.</p> <p> Caso a embalagem tenha sido violada, não utilize o produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armazene o produto em local fresco, seco e longe da luz solar, mantendo-o em sua própria embalagem até o uso.</li> <li>- O produto deve ser aplicado por um dentista que deverá seguir as instruções de uso e orientações especificadas pelo fabricante.</li> <li>- O produto é seguro para uso em gestantes.</li> <li>- O procedimento de colagem e remoção dos brackets e acessórios nos</li> </ul>	<p>patient's life are the aesthetic improvement with the alignment and leveling of teeth, better hygiene, more efficient masticatory function facilitating swallowing, better digestion, prevention of occlusal problems, better speech and breathing.</p> <p><b>8. Warnings:</b></p> <p> Aditek's products are designed and manufactured for single use.</p> <p> If the packaging has been violated, do not use the product.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Store the product in a cool, dry place away from sunlight, keeping it in its own packaging until use.</li> <li>- The product must be applied by a dentist who must follow the instructions for use and guidelines specified by the manufacturer.</li> <li>- The product is safe for use in pregnant women.</li> <li>- The procedure of bonding and removal of brackets on teeth should be carried out</li> </ul>	<p>a la vida del paciente son la mejora estética con la alineación y nivelación de los dientes, una mejor higiene, una función masticatoria más eficiente facilitando la deglución, una mejor digestión, prevención de problemas oclusales, un mejor habla y respiración.</p> <p><b>8. Advertencias:</b></p> <p> Los productos de Aditek están diseñados y fabricados para un solo uso.</p> <p> Si el embalaje ha sido manipulado, no utilice el producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar, manteniéndolo en su propio embalaje hasta su uso.</li> <li>- El producto debe ser aplicado por un dentista que debe seguir las instrucciones de uso y directrices especificadas por el fabricante.</li> <li>- El producto es seguro para su uso en mujeres embarazadas.</li> <li>- El procedimiento de pegado y remoción de los brackets en los dientes debe</li> </ul>
--	--	---

<p><i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i></p> <p><b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>  <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b>  <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b></p>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	7 de 17 7 of 17
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>dentes devem ser realizados conforme instrução de uso do fabricante do adesivo ortodôntico adquirido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A composição do produto não requer procedimentos específicos para o seu transporte e não apresenta riscos para as pessoas.</li> <li>- O produto é fornecido na condição não esterilizado.</li> <li>- O profissional deve utilizar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.</li> <li>- A Aditek do Brasil S.A. não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências e instruções de uso.</li> <li>- Caso ocorram incidentes graves com o produto, deve ser comunicado a Aditek do Brasil S.A. e à autoridade competente no âmbito nacional em que o dentista está estabelecido.</li> </ul> <p><b>9. Contraindicações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pacientes com higiene oral precária;</li> </ul>	<p>as instructed by the manufacturer of the acquired orthodontic adhesive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The composition of the product does not require specific procedures for its transport and does not present risks to people.</li> <li>- The product is supplied in a non-sterile condition.</li> <li>- The professional must use good clinical practices for the disposal of medical products according to current sanitary standards.</li> <li>- Aditek do Brasil S.A. is not responsible for the results obtained by the application of the product without due precautions or failure to observe the warnings and instructions for use.</li> <li>- If serious incidents occur with the product, it must be reported to Aditek do Brasil S.A. and the competent authority in the national area where the dentist is established.</li> </ul> <p><b>9. Contraindications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patients with poor oral hygiene;</li> </ul>	<p>ser realizado conforme instrucción de uso del fabricante del adhesivo ortodôntico adquirido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La composición del producto no requiere procedimientos específicos para su transporte y no presenta riesgos para las personas.</li> <li>- El producto se suministra en condiciones no estériles.</li> <li>- El profesional debe utilizar buenas prácticas clínicas para la eliminación de productos médicos de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.</li> <li>- Aditek do Brasil S.A. no se responsabiliza de los resultados obtenidos por la aplicación del producto sin las debidas precauciones o la inobservancia de las advertencias e instrucciones de uso.</li> <li>- Caso ocurran incidentes graves con el producto, debe ser comunicado a Aditek do Brasil S.A. y a la autoridad competente en el ámbito nacional en que el dentista está establecido.</li> </ul> <p><b>9. Contraindicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pacientes con mala higiene bucal;</li> </ul>
---	---	--

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>8 de 17</b> <b>8 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>- Pacientes com inabilidade de cooperar com o tratamento;</p> <p>- Doença ou limitação que possa dificultar o tratamento;</p> <p>- Reabsorção óssea ou radicular existente;</p> <p>- Descalcificação do esmalte dentário existente;</p> <p>- Complicações periodontais existentes.</p> <p><b>NOTA4:</b> A Aditek do Brasil S.A. fornece produtos somente aos profissionais de odontologia. É de inteira responsabilidade do dentista a identificação e/ou possível contra-indicações que possam impedir o uso do produto.</p> <p><b>10. Precauções:</b></p> <p>- O produto pode causar reações alérgicas em pacientes susceptíveis à alergia a Policarbonato. Em caso de reação, remover o aparelho e orientar o paciente a procurar um médico.</p> <p>- A reutilização ou reprocessamento, do produto pode causar infecção cruzada, diminuição da eficiência na colagem e perda das</p>	<p>- Patients with an inability to cooperate with treatment;</p> <p>- Illness or limitation that may hinder treatment;</p> <p>- Existing bone or root resorption;</p> <p>- Descaling of existing tooth enamel;</p> <p>- Existing periodontal complications.</p> <p><b>NOTE4:</b> Aditek do Brasil S.A. supplies products only to dental professionals. It is the sole responsibility of the dentist to identify and/or possible contraindications that may prevent the use of the product.</p> <p><b>10. Precautions:</b></p> <p>- The product can cause allergic reactions in patients susceptible to allergies to Polycarbonate. In case of a reaction, remove the device and advise the patient to seek medical attention.</p> <p>- The reuse or reprocessing of the product can cause cross-infection, decreased bonding efficiency, and loss of mechanical properties due to natural</p>	<p>- Pacientes con incapacidad para cooperar con el tratamiento;</p> <p>- Enfermedad o limitación que pueda dificultar el tratamiento;</p> <p>- Reabsorción ósea o radicular existente;</p> <p>- Descalcificación del esmalte dental existente;</p> <p>- Complicaciones periodontales existentes.</p> <p><b>NOTA4:</b> Aditek do Brasil S.A. suministra productos solo a profesionales de la odontología. Es responsabilidad exclusiva del dentista identificar y/o posibles contraindicaciones que puedan impedir el uso del producto.</p> <p><b>10. Precauciones:</b></p> <p>- El producto puede causar reacciones alérgicas en pacientes susceptibles a la alergia al policarbonato. En caso de reacción, retire el dispositivo y aconseje al paciente que busque atención médica.</p> <p>- La reutilización o el reprocesamiento del producto puede causar infección cruzada, disminución de la eficiencia de unión y</p>
---	---	---



























<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>9 de 17</b> <b>9 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>propriedades mecânicas devido ao desgaste natural e forças aplicadas na remoção do produto. Evite riscos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação usando somente produtos que possuem sua embalagem lacrada.</p> <p>- O produto deve ser aplicado por um dentista que deverá seguir as instruções de uso e orientações especificadas pelo fabricante.</p> <p>- Devido às mudanças hormonais durante a gravidez a mulher fica mais suscetível a ter problemas periodontais. Durante o tratamento ortodôntico, a dificuldade de higienização pode agravar estes problemas. É importante que a paciente seja encaminhada para limpeza profissional em intervalos regulares.</p> <p>- O procedimento de colagem e remoção dos brackets nos dentes deve ser realizado conforme instrução de uso do fabricante do adesivo ortodôntico adquirido.</p>	<p>wear and forces applied in the removal of the product. Avoid risks related to the transmission of microorganisms or possible counterfeiting by using only products that have their packaging sealed.</p> <p>- The product should be applied by a dentist who should follow the instructions for use and guidelines specified by the manufacturer.</p> <p>- Due to hormonal changes during pregnancy, the woman is more susceptible to having periodontal problems. During orthodontic treatment, the difficulty of hygiene can aggravate these problems. It is important that the patient be referred to professional cleaning at regular intervals.</p> <p>- The procedure of bonding and removing the brackets on the teeth must be performed according to the manufacturer's instructions for the use of the orthodontic adhesive purchased.</p>	<p>pérdida de propiedades mecánicas debido al desgaste natural y las fuerzas aplicadas en la eliminación del producto. Evite riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o posibles falsificaciones utilizando únicamente productos que tengan su embalaje sellado.</p> <p>- El producto debe ser aplicado por un dentista que debe seguir las instrucciones de uso y las pautas especificadas por el fabricante.</p> <p>- Debido a los cambios hormonales durante el embarazo, la mujer es más susceptible a los problemas periodontales. Durante el tratamiento de ortodoncia, la dificultad de limpieza puede agravar estos problemas. Es importante que el paciente sea remitido para una limpieza profesional a intervalos regulares.</p> <p>- El procedimiento de adhesión y eliminación de los brackets en los dientes debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante para el uso del adhesivo de ortodoncia comprado.</p>
--	--	---

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>10 de 17</b> <b>10 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>- Não é recomendada a esterilização do produto. Caso seja necessário fazer a limpeza e desinfecção, mergulhar em álcool 70%.</p> <p><b>11. Riscos Residuais:</b> Todos os tratamentos ortodônticos acabados estão sujeitos à recidiva. Após o tratamento, o controle deve ser determinado pelo profissional para que se evite ou minimize a recidiva.</p> <p><b>12. Efeitos Secundários Indesejáveis:</b> O uso do dispositivo médico pode acarretar descoloração ou descalcificação de dentes, reabsorção óssea e radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, danos na mucosa oral e língua, dificuldade ao falar ou mastigar, desconforto e dor.</p> <p><b>13. Validade:</b>  7 anos</p>	<p>- Sterilization of the product is not recommended. If it is necessary to clean and disinfect, soak in 70% alcohol.</p> <p><b>11. Residual Risks:</b> All finished orthodontic treatments are subject to recurrence. After treatment, control should be determined by the professional to avoid or minimize recurrence.</p> <p><b>12. Undesirable Side Effects:</b> The use of the medical device can lead to discoloration or decalcification of teeth, bone and root resorption, periodontal complications, allergic reactions, difficulties in maintaining oral hygiene, damage to the oral mucosa and tongue, difficulty speaking or chewing, discomfort and pain.</p> <p><b>13. Shelf-life:</b>  7 years</p>	<p>- No se recomienda la esterilización del producto. Si es necesario hacer la limpieza y desinfección, sumergir en alcohol el 70%.</p> <p><b>11. Riesgos Residuales:</b> Todos los tratamientos de ortodoncia terminados están sujetos a recurrencia. Después del tratamiento, el control debe ser determinado por el profesional para evitar o minimizar la recurrencia.</p> <p><b>12. Efectos Secundarios Indeseables:</b> El uso del dispositivo médico puede provocar decoloración o descalcificación de los dientes, reabsorción ósea y radicular, complicaciones periodontales, reacciones alérgicas, dificultades para mantener la higiene bucal, daños en la mucosa oral y la lengua, dificultad para hablar o masticar, molestias y dolor.</p> <p><b>13. Validez:</b>  7 años</p>
---	--	--

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>11 de 17</b> <b>11 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p><b>14. Símbolos e Significados:</b></p> <p> - Fabricante</p> <p> - Consultar instruções de uso</p> <p> - Atenção</p> <p> - Não use se o pacote estiver danificado ou violado</p> <p> - Código de referência do produto</p> <p> - Data de validade</p> <p> - Não reutilizar o produto</p> <p> - Número de lote</p> <p><b>15. Informações ao Paciente:</b></p> <p>- O paciente deve realizar boa higienização diária de modo a evitar a instalação de placa bacteriana e consequentes doenças periodontais e para remover partículas de alimento que possam se instalar nos brackets ou acessórios. O uso de irrigador oral, tipo Water Pik, é recomendado para auxiliar a limpeza dos dentes e brackets.</p> <p>- É importante que a paciente gestante seja encaminhada para limpeza profissional em intervalos</p>	<p><b>14. Symbols and Meanings:</b></p> <p> - Manufacturer</p> <p> - See instructions for use</p> <p> - Attention</p> <p> - Do not use it if package is damaged or violated</p> <p> - Product reference code</p> <p> - Expiration date</p> <p> - Do not reuse the product</p> <p> - Lot number</p> <p><b>15. Patient Information:</b></p> <p>- The patient should perform good daily hygiene in order to avoid the installation of plaque and consequent periodontal diseases and to remove food particles that can settle under the clip. The use of an oral irrigator, as Water Pik, is recommended to assist in cleaning teeth and brackets.</p> <p>- It is important that the pregnant patient is referred to professional cleaning at regular intervals, due to</p>	<p><b>14. Símbolos y Significados:</b></p> <p> - Fabricante</p> <p> - Ver instrucciones de uso</p> <p> - Atención</p> <p> - No lo use si el embalaje está dañado o manipulado</p> <p> - Código de referencia del producto</p> <p> - Fecha de validez</p> <p> - No reutilizar el producto</p> <p> - Número de lote</p> <p><b>15. Información del paciente:</b></p> <p>- El paciente debe realizar una buena higienización diaria para evitar la instalación de placa y consequentes enfermedades periodontales y para eliminar partículas de alimento que puedan instalarse debajo del clip. El uso de irrigador oral, tipo Water Pik, es recomendado para auxiliar la limpieza de los dientes y brackets.</p> <p>- Es importante que la paciente embarazada sea encaminhada para limpieza profesional a intervalos</p>
--	---	---

<p><i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i></p> <p><b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>  <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b>  <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b></p>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	12 de 17 12 of 17
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>regulares, devido ao aumento da suscetibilidade de problemas periodontais durante a gestação.</p> <p>- É importante tomar cuidado ao mastigar certos tipos de alimentos, especialmente os mais duros ou crocantes, pois podem descolar ou quebrar os brackets. Esses alimentos devem ser cortados antes de comer. Alimentos duros, como pipoca e gelo, devem ser evitados.</p> <p>- Não colocar objetos na boca como, por exemplo, canetas e lápis e tomar cuidado para não bater ou morder a estrutura da escova ao escovar os dentes, o que pode quebrar ou soltar o bracket quando submetido a um movimento de alavanca.</p> <p>- Fumar ou mascar tabaco pode manchar seus brackets.</p> <p>- Em caso de avaria, procurar um dentista.</p> <p>- Em caso de ingestão ou aspiração, procurar um médico.</p> <p>- Ao participar de esportes, sempre use protetores bucais, pois impactos podem danificar os</p>	<p>increased susceptibility to periodontal problems during pregnancy.</p> <p>- It is important to be careful when chewing certain types of food, especially hard or crunchy ones, as they can peel or break brackets. These foods should be cut before eating. Hard foods such as popcorn and ice should be avoided.</p> <p>- Do not put objects in the mouth such as pens and pencils and take care not to hit or bite the brush structure when brushing teeth, which may break or loosen the bracket when subjected to a lever movement.</p> <p>- Smoking or chewing tobacco can stain your brackets.</p> <p>- In case of malfunction, look for a dentist.</p> <p>- In case of ingestion or aspiration, see a doctor.</p> <p>- When participating in sports, always wear mouth guards, as impacts can damage the appliances and hurt the oral cavity.</p>	<p>regulares, debido al aumento de la susceptibilidad de problemas periodontales durante la gestación.</p> <p>- Es importante tener cuidado al masticar ciertos tipos de alimentos, especialmente los más duros o crujientes, ya que pueden despegar o romper los brackets. Estos alimentos deben cortarse antes de comer. Los alimentos duros, como las palomitas de maíz y el hielo, deben evitarse.</p> <p>- No colocar objetos en la boca como, por ejemplo, plumas y lápices y tener cuidado de no golpear o morder la estructura del cepillo al cepillarse los dientes, lo que puede romper o soltar el bracket cuando se somete a un movimiento de palanca.</p> <p>- Fumar o mascar tabaco puede manchar los brackets.</p> <p>- En caso de avería, buscar un dentista.</p> <p>- En caso de ingestión o aspiración, buscar un médico.</p> <p>- Al participar en deportes, siempre use protectores bucales, ya que los impactos pueden dañar los</p>
--	---	---

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>13 de 17</b> <b>13 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>aparelhos e machucar a cavidade oral.</p> <p>- O paciente deve seguir as orientações do profissional quanto à contenção, para evitar a recidiva.</p> <p><b>16. Modo de Uso:</b></p> <p>As etapas abaixo devem ser realizadas apenas por profissionais de odontologia.</p> <p>Os Brackets e Acessórios Estéticos Aditek devem ser colados diretamente sobre a superfície dos dentes pela sua base, com o uso de adesivos ortodônticos, seguindo as instruções de uso do fabricante do adesivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparar a superfície dos dentes conforme instrução de uso do fabricante do adesivo ortodôntico adquirido;</li> <li>• Colar os brackets nos dentes conforme instrução de uso do fabricante do adesivo ortodôntico adquirido (Sugerimos a utilização do adesivo LightBond - Aditek);</li> <li>• Posicionar o arco selecionado de acordo com a fase do tratamento a ser realizada;</li> </ul>	<p>- The patient should follow the professional's guidance on containment to avoid recurrence.</p> <p><b>16. How to Use:</b></p> <p>The steps below should be performed only by dental professionals.</p> <p>Aditek Aesthetic Brackets and Accessories should be glued directly to the surface of the teeth by their base, with the use of orthodontic adhesives, following the instructions for use of the adhesive manufacturer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepare the surface of the teeth as instructed by the manufacturer of the acquired orthodontic adhesive;</li> <li>• Glue the brackets on the teeth as instructed by the manufacturer of the purchased orthodontic adhesive (we suggest using the LightBond Aditek adhesive);</li> <li>• Position the selected archwire according to the phase of the treatment to be performed;</li> </ul>	<p>aparatos y dañar la cavidad oral.</p> <p>- El paciente debe seguir las orientaciones del profesional en cuanto a la contención, para evitar la recurrencia.</p> <p><b>16. Cómo utilizar:</b></p> <p>Los pasos a continuación deben ser realizados solo por profesionales de la odontología.</p> <p>Los Brackets y Accesorios Estéticos Aditek deben pegarse directamente en la superficie de los dientes en su base, con el uso de adhesivos de ortodoncia, siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del adhesivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparar la superficie de los dientes según instrucciones de uso del fabricante del adhesivo ortodôntico adquirido;</li> <li>• Pegar los brackets en los dientes según instrucciones de uso del fabricante del adhesivo ortodôntico adquirido (sugerimos el uso del adhesivo LightBond Aditek);</li> <li>• Posicionar el arco seleccionado de acuerdo con la fase del tratamiento a realizar;</li> </ul>
---	--	--

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>14 de 17</b> <b>14 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amarrar o arco com ligadura elástica ou metálica.</li> </ul> <p>No caso do EasyClip Crystal, abrir o clip com o auxílio do instrumento explorador EasyClip Crystal, posicionar o arco selecionado de acordo com a fase do tratamento a ser realizada, posteriormente fechar o clip.</p> <p><b>NOTA5:</b> Cuidado ao colocar ligadura elástica para não apoiar o instrumento sob a asa do bracket exercendo um movimento de alavanca, o que poderá ocasionar a quebra da asa.</p> <p><b>16.1. Remoção do Bracket e/ou Acessório:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova a resina ao redor do bracket com uma fresa de alta rotação para remoção de resina;</li> <li>• Posicione o instrumento de remover o bracket no sentido mesio distal e faça um movimento no sentido horário;</li> <li>• O bracket deve se soltar, ficando uma pequena porção de resina no dente, que deve ser removida com uma fresa de alta rotação para remoção de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tie the archwire with elastic or metal ligature.</li> </ul> <p>In the case of EasyClip Crystal, open the clip with the aid of the EasyClip Crystal explorer instrument, position the selected archwire according to the phase of treatment to be performed, then close the clip.</p> <p><b>NOTE5:</b> Caution when placing elastic bandage not to support the instrument under the bracket wing exerting a lever movement, which may cause the wing to break.</p> <p><b>17.1. Removing the Bracket and/or Accessory:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the resin around the bracket with a high rotation milling cutter for resin removal;</li> <li>• Position the instrument to remove the bracket in the mesiodistal direction and make a clockwise movement;</li> <li>• The bracket should loosen, leaving a small portion of resin in the tooth, which must be removed with a high rotation cutter for removal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atar el arco con una ligadura elástica o metálica.</li> </ul> <p>En el caso de EasyClip Crystal, abra el clip con la ayuda del instrumento explorador EasyClip Crystal, posicione el arco seleccionado según la fase del tratamiento a realizar y luego cierre el clip.</p> <p><b>NOTA5:</b> Tenga cuidado al colocar un vendaje elástico para no apoyar el instrumento bajo el ala del Bracket ejerciendo un movimiento de palanca, lo que puede ocasionar la ruptura del ala.</p> <p><b>17.1. Extracción del Bracket y/o del Accesorio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire la resina alrededor de bracket con una fresa de alta rotación para eliminar la resina;</li> <li>• Coloque el instrumento de eliminación de bracket en el sentido mesio distal y haga un movimiento en el sentido de las agujas del reloj;</li> <li>• El bracket debe aflojarse, quedando una pequeña porción de resina en el diente, que debe ser removida con una fresa de alta rotación para retirar</li> </ul>
--	--	--

<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>15 de 17</b> <b>15 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

<p>resina ou alicate de remover resina;</p> <p><b>NOTA6:</b> Caso tenha dificuldade na remoção do bracket e/ou acessório, com uma fresa diamantada seccione o bracket e/ou acessório no sentido horizontal, na altura do slot, tomando o cuidado para não tocar o esmalte dental. Depois de seccionado, remover as partes com um instrumento adequado.</p>	<p>of resin or pliers to remove resin;</p> <p><b>NOTE6:</b> If you have difficulty removing the bracket and/or accessory, with a diamond cutter cut the bracket and/or accessory horizontally at the time of the slot, taking care not to touch the tooth enamel. After sectioned, remove the parts with a suitable instrument.</p>	<p>resina o alicates de remover resina.</p> <p><b>NOTA6:</b> Si tiene dificultades para retirar el bracket y/o el accesorio, utilice un cortador de diamante para seccionar el bracket y/o el accesorio horizontalmente a la altura de la ranura, teniendo cuidado de no tocar el esmalte dental. Una vez seccionadas, retire las piezas con un instrumento adecuado.</p>
--	---	---

<p><i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i></p> <p><b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>  <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b>  <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b></p>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	<b>16 de 17</b> <b>16 of 17</b>
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

### Anexo I

<b>Recomendação da Sequência de Arcos</b>		
<b>Fase I</b>	<b>Fase de Alinhamento</b>	<b>Deflexão do arco</b>
- Alinhamento e nivelamento - Desenvolvimento da arcada	.013” Contour NiTi .014” Contour NiTi ou NiTi Termoativado	Mais de 0,5mm
<b>Fase II</b>	<b>Fase de Nivelamento</b>	<b>Deflexão do arco</b>
- Completar rotação - Controle de torque - Correção de angulação - Nivelar Curva de Spee	.016” Contour NiTi ou NiTi Termoativado .014”x.025” Contour NiTi .016”x.025” Contour NITi .016”x.022” Nitinol Curva Reversa	0,35mm a 0,5mm
<b>Fase III</b>	<b>Fase de Trabalho</b>	<b>Deflexão do arco</b>
- Fechamento de espaços - Retração anterior com controle de torque	.016”x.022” NiTi Termoativado ou .016”x.025” Contour NiTi	Menos de 0,35mm
<b>Fase IV</b>	<b>Fase de Acabamento</b>	<b>Deflexão do arco</b>
- Correção de linha média - Alinhamento da raiz e controle de torque final	.016”x.022” TMA .017”x.025” NiTi Termoativado	Menos de 0,15mm

### Annex I

<b>Recommendation of the Archwire Sequence</b>		
<b>Phase I</b>	<b>Aligment Phase</b>	<b>Archwire deflection</b>
- Alignment and leveling - Arcade development	.013” Contour NiTi .014” Contour NiTi ou NiTi Termoactivated	More than 0,5mm
<b>Phase II</b>	<b>Leveling Phase</b>	<b>Archwire deflection</b>
- <b>Complete rotation</b> - Torque control - Angulation correction - Level Spee Curve	.016” Contour NiTi ou NiTi Termoactivated .014”x.025” Contour NiTi .016”x.025” Contour NITi .016”x.022” Nitinol Reverse Curve	0,35mm to 0,5mm
<b>Phase III</b>	<b>Work Phase</b>	<b>Archwire deflection</b>
- Closing Spaces - Anterior retraction with torque control	.016”x.022” NiTi Termoactivated or .016”x.025” Contour NiTi	Less than 0,35mm
<b>Phase IV</b>	<b>Finishing Phase</b>	<b>Archwire deflection</b>
- Midline correction - Root alignment and final torque control	.016”x.022” TMA .017”x.025” NiTi Termoactivated	Less than 0,15mm



<i>Instruções de Uso /Instructions for use/ Instrucciones de Uso</i>  <b>BRACKETS E ACESSÓRIOS ESTÉTICOS ADITEK</b> <b>ADITEK AESTHETICS BRACKETS &amp; ACCESSORIES</b> <b>BRACKETS Y ACCESORIOS ESTÉTICOS ADITEK</b>	CÓDIGO/CODE/CÓDIGO	IFU12
	SETOR/SECTOR/SECTOR	Desenvolvimento/ Development/ Desarrollo
	PÁGINA/PAGE/PÁGINA	17 de 17 17 of 17
	REVISÃO/REVIEW/REVISIÓN	07

### Anexo I

<b>Recomendación de secuencia de arco</b>		
<b>Fase I</b>	<b>Fase de Alineación</b>	<b>Deflexión del arco</b>
- Alineación y nivelación - Desarrollo de arcada	.013” Contour NiTi .014” Contour NiTi ou NiTi Termoativado	Mais de 0,5mm
<b>Fase II</b>	<b>Fase de Nivelación</b>	<b>Deflexión del arco</b>
- Rotación completa - Control de torque - Corrección de la angulación - Aplanar curva Spee	.016” Contour NiTi ou NiTi Termoativado .014”x.025” Contour NiTi .016”x.025” Contour NITi .016”x.022” Nitinol Curva Reversa	0,35mm a 0,5mm
<b>Fase III</b>	<b>Fase de Trabajo</b>	<b>Deflexión del arco</b>
- Cierre de espacios - Retracción anterior con control de torque	.016”x.022” NiTi Termoativado ou .016”x.025” Contour NiTi	Menos de 0,35mm
<b>Fase IV</b>	<b>Fase de Acabado</b>	<b>Deflexión del arco</b>
- Corrección de la línea media - Alineación de la raíz y control de torque definitivo	.016”x.022” TMA .017”x.025” NiTi Termoativado	Menos de 0,15mm